


ワンタッチ脱着式コネクター

ディンクルコネクター

心臓カテーテル検査室やICU、CCU等における12誘導心電図検査で使われる、モニタリング電極（ブルーセンサーBR）用のワンタッチ脱着式コネクターです。背面にはフックが付いており、機器や壁面に設置することが可能です。

電極が一度に接続でき、手間も時間も短縮できます。



◀ DNC-10

4極タイプと6極タイプを横に連結した10極タイプ
(W127×H60×D15mm※フックを除く)


ジャック径	型 式	用 途
2mm	DNC-4(2J)	四肢誘導用
	DNC-6(2J)	胸部誘導用
	DNC-10(2J)	12誘導用
3mm	DNC-4(3J)	四肢誘導用
	DNC-6(3J)	胸部誘導用
	DNC-10(3J)	12誘導用

【ディンクルコネクター】医療機器届出番号：13B2X00117000027

※販売単位：1台から

カチャ

ワンタッチで
一度に接続！



背面フック

クルッと
まわして



プラスチックコネクター(PC)


電極側のコネクターを特殊な可能で連結！

リード線のからみを防止し、ディンクルコネクターへのワンタッチ脱着を容易にします。
(ブルーセンサー BR のオプションとしてご利用いただけます。)

※特注品となりますので、ご発送に少々お時間をいただいております。



▲ 4極タイプ・・・C4/4/PC



▲ 6極タイプ・・・C6/6/PC



DIN/3P 変換アダプタ

DINコネクター(Kタイプ)に装着することで、3mmプラグに接続することが可能な変換アダプタです。

型 式	対応極数
D-3P/4	4 極（四肢誘導用）
D-3P/6	6 極（胸部誘導用）

※販売単位：1台から



ワンタッチ脱着式コネクタ ECG ケーブル付

ディンクルコネクタ (2股・3股タイプ)

2 股電極の機能を低コストで！

～シングルリード線電極から複数の装置へ～


コストを抑え、複数の装置で モニタリングが可能

ブルーセンサーBR(PC)用のワンタッチ脱着式コネクタ『ディンクルコネクタ』のECGケーブル付タイプです。ECGケーブルが2股・3股になっていますので、シングルリード線電極から複数の装置へ接続ができ、同時にモニタリングが可能です。電極の使用個数を削減し、検査単価を抑えて業務ができます。



プラスチックコネクタ(PC)

電極側のコネクタを特殊な加工で連結しリード線のからみを防止。ディンクルコネクタへのワンタッチ脱着を容易にします。
(ブルーセンサーBRのオプションとなります。)




ブルーセンサーBR

長時間のモニタリングに最適な【X線透過性】のディスプレイ心電図電極です。


電極サイズ：28×20mm
クロスバックング
リード線長さ：100cm、170cm




▲ 図：ECG ケーブル 3 セット (3 股) の型式『DNC-10310』



マッピング装置



心内心電解析装置



ポリグラフ/モニター

**12 誘導心電図を
ディンクルコネクタで分岐します**

型 式	ECG ケーブル	ECG ケーブル長さ	コネクタ	用途
DNC-10210	10 本 × 2 セット付き (2 股)	100cm	1.5mm DIN	12 誘導用
DNC-10310	10 本 × 3 セット付き (3 股)			

【ディンクルコネクタ】医療機器届出番号：13B2X00117000027

※販売単位：1 セットから

製品詳細は弊社ホームページをご覧くださいませ！

アクセス ▶▶▶



製造販売元

Something to Life ETS 株式会社 メッツ

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mits-tokyo.jp
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 https://www.mits-tokyo.jp

代理店