

カーボンカラーリード線付
銀/塩化銀X線透過性モニタリング電極

ブルーセンサー

BR/BRS

X線透過性、安定した心電波形

電極に銀/塩化銀を採用した新しいタイプのX線透過性電極です。従来のカーボン電極に比べACインピーダンスが低く、分極電圧も低いため、安定した心電波形が得られます。また、除細動後の心電図も速やかに回復します。

長時間のモニタリングに


心臓カテーテル検査時はもちろん、皮膚のかぶれが殆どないので、ICU/CCU NICU等での長時間のモニタリング用としても幅広くご利用いただけます。

凹凸のある皮膚面に貼り直しが可能


しなやかな銀/塩化銀シートと肌に優しい全面導電性ゲルの組み合わせで凹凸のある皮膚面にもしっかりフィットします。また数回の貼り直しも可能です。

視認性の良いカーボンカラーリード線

リード線のからみを防止するバインダー、プラスチックコネクターがついています。(4色、6色、10色のみ)



バインダー (BD)










プラスチックコネクター (PC)

+



ディンクルコネクター

プラスチックコネクターは、ディンクルコネクターと併用することで4個または6個同時に接続でき、ワンタッチの脱着が可能です。(別途販売)



BR/BRS



Ambu

BR

クロスバックキング
28×20mm

リード線長さ
100cm
170cm



BRS

クロスバックキング
19×16mm

リード線長さ
50cm




4色 心カテ（四肢）用



包装：4個/袋 150袋/箱
BR-170-K/C4/4/PCのみ 100袋/箱

型式	リード線長さ	コネクタ
BR-100-K/C4/4	100cm	DIN
BR-100-K/C4/4/BD	100cm	DIN
BR-100-K/C4/4/PC	100cm	DIN
BR-170-K/C4/4	170cm	DIN
BR-170-K/C4/4/BD	170cm	DIN
BR-170-K/C4/4/PC	170cm	DIN


6色 心カテ（胸部）用



包装：6個/袋 100袋/箱

型式	リード線長さ	コネクタ
BR-100-K/C6/6	100cm	DIN
BR-100-K/C6/6/BD	100cm	DIN
BR-100-K/C6/6/PC	100cm	DIN
BR-170-K/C6/6	170cm	DIN
BR-170-K/C6/6/BD	170cm	DIN
BR-170-K/C6/6/PC	170cm	DIN

10色 心カテ用




包装：10個/袋 60袋/箱

型式	リード線長さ	コネクタ
BR-100-K/C10/10/BD	100cm	DIN
BR-100-K/C10/10/PC	100cm	DIN
BR-170-K/C10/10/BD	170cm	DIN
BR-170-K/C10/10/PC	170cm	DIN

3色 ICU・CCU・一般病棟用



5色



	型式	リード線長さ	コネクタ	包装
3色	BR-100-K/C3/3	100cm	DIN	3個/袋 200袋/箱
5色	BR-100-K/C5/5	100cm	DIN	5個/袋 120袋/箱
無色のみ	BR-100-K/12	100cm	DIN	12個/袋 50袋/箱

※販売単位＝袋
※型式末尾 BD＝バンダー、PC＝プラスチックコネクタ

▶ BRS

3色 新生児・未熟児・NICU用



包装：3個/袋 200袋/箱

型式	リード線長さ	コネクタ
BRS-50-K/C3/3	50cm	DIN

▶ コネクタの種類

Kタイプ 1.5mmDIN



▶ 別途販売品

ディンクルコネクタ



ジャック径2mmタイプ

型式	用途
DNC-4(2J)	四肢誘導用
DNC-6(2J)	胸部誘導用
DNC-10(2J)	12誘導用

ジャック径3mmタイプ

型式	用途
DNC-4(3J)	四肢誘導用
DNC-6(3J)	胸部誘導用
DNC-10(3J)	12誘導用

ブルーセンサーBRのPC(プラスチックコネクタ)タイプとの併用で、電極を一度に接続できます。ワンタッチ脱着で簡単に接続、時間の短縮が可能です。

DIN/3P変換アダプター



型式	対応極数
D-3P/4	4極
D-3P/6	6極

※販売単位＝各1個

【ブルーセンサー】医療機器届出番号：13B2X0011700001 【ディンクルコネクタ】医療機器届出番号：13B2X00117000027

製造販売元

Something to Life **METS** 株式会社 **メッツ**

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 https://www.mets-tokyo.jp

ホームページに
アクセス



代理店