

ディスプレイザブル筋電図用表面電極


## ニューロライン

ニューロラインは筋電図検査のモニタリングに最適な電極です。

ニューロライン700・710は顔面に適した小型、715は見分けやすいカラーリード線・極小純銀センサ・クリアバックを採用。ターゲットエリアに素早く正確に貼付することが可能です。

ニューロライン720は電気的特性の高いウェットゲルを採用しており、ノイズの発生を抑えるオフセット構造です。センサ部とコネクタ部が独立しており、コネクタ部でリード線の揺れや引っ張りを吸収するため、ノイズの発生を最小限に抑えます。

扱いやすい表面電極



患者様の肌に負担をかけずに、安定した波形を提供します

敏感な肌にもやさしく貼り直しが可能なソリッドゲル  
電気的特性の高いウェットゲル  
検査に合わせ最適な電極を選択できます。

# ニューロライン 700・710

ソリッドゲル

顔面にも使用できる、扱いやすく高品質な小型表面電極

- 高品質な銀 / 塩化銀センサ
- 肌にやさしい全面導電性ソリッドゲル
- 柔軟なバックング材でしっかりフィット
- 脱落しずらく、長時間のモニタリングに適しています

術中モニタリング (IOM)	筋電図測定 (EMG)	神経伝導検査 (NCS)
ニスタモグラフ (ENG)	睡眠脳波記録 (PSG)	網膜電位図 (ERG)
運動誘発電位 (MEP)	聴性脳幹反応 (ABR)	基準電極



型式	リード線長さ/色	1袋の入数	1箱の入数	型式	リード線長さ/色	1袋の入数	1箱の入数		
700	70001-K/12	10cm / 白	12個/袋	20袋 (240個)/箱	710	71005-K/12	50cm / 白	12個/袋	20袋 (240個)/箱
	70002-K/12	20cm / 白	12個/袋	20袋 (240個)/箱		71005-K/C/12	50cm / 赤 緑 黒	12個/袋	20袋 (240個)/箱
	70010-K/12	100cm / 白	12個/袋	10袋 (120個)/箱		71010-K/12	100cm / 白	12個/袋	10袋 (120個)/箱
	70010-K/C/12	100cm / 赤 緑 黒 白	12個/袋	10袋 (120個)/箱		71015-K/12	150cm / 白	12個/袋	10袋 (120個)/箱
	70015-K/C/12	150cm / 赤 緑 黒 白	12個/袋	10袋 (120個)/箱		71015-K/C/12	150cm / 赤 緑 黒	12個/袋	10袋 (120個)/箱
	70020-K/C/4	200cm / 赤 緑 黒 白	4個/袋	120袋 (480個)/箱					

コネクタ・・・ DIN (1.5mm) コネクタ ※販売単位=袋

# ニューロライン 715

ソリッドゲル

見分けやすい3色のカラーリード線!  
クリアバックングでターゲットエリアに的確に貼付できます


- 見分けやすい3色のカラーリード線
- 6mm×9mmの極小純銀センサによる高品質な波形
- 肌にやさしい導電性ソリッドゲル
- クリアバックングでターゲットエリアに正確に貼れます

神経伝導検査 (NCS)	筋電図測定 (EMG)	誘発電位 (EP)	ニスタモグラフ (ENG)
--------------	-------------	-----------	---------------



型式	リード線長さ/色	1袋の入数	1箱の入数	
715	71505-K/C/12	50cm / 赤 緑 黒	12個/袋	20袋 (240個)/箱
	71508-K/C/12	80cm / 赤 緑 黒	12個/袋	10袋 (120個)/箱
	71512-K/C/12	120cm / 赤 緑 黒	12個/袋	10袋 (120個)/箱
	71520-K/C/12	200cm / 赤 緑 黒	12個/袋	10袋 (120個)/箱

コネクタ・・・ DIN (1.5mm) コネクタ ※販売単位=袋



# ニューロライン 720

ウェットゲル

オフセット構造でセンサ部とコネクタ部が独立!  
電極を装着したあとも簡単にコネクタの付け外しが行えます

- 電気的特性の高いウェットゲル
- ノイズの発生を抑えるオフセット構造

術中モニタリング (IOM)	筋電図測定 (EMG)	神経伝導検査 (NCS)
睡眠脳波記録 (PSG)	聴覚脳幹誘発電位 (BAEP)	基準電極



型式	1袋の入数	1箱の入数	
720	72000-S/25	25個/袋	40袋 (1,000個)/箱

コネクタ・・・ スタッドコネクタ ※販売単位=袋



製造販売元

Something to Life **METS** 株式会社 **メッツ**

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp  
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 https://www.mets-tokyo.jp

ホームページに  
アクセス



代理店